

抗原検査の実施方法について

大会に参加される全ての方（コーチ、関係者等も含む）に、施設入館前の抗原検査の結果の提出をお願いしております。検査の実施方法については以下のとおりです。

① 抗原検査キットを入手する

検査キットは協会事務局にて準備いたしますので、10月29日（金）から11月3日（水）までにお受け取りください。事務局での受け取りが出来ない場合は、薬局等でお買い求めいただいても構いません。（厚生労働省が承認したものに限り）

2週目に出場する選手及び計時審判の分については、1週目の大会時にお渡しします。

② 大会当日に自宅で検査を行う

検体に氏名及び日付を直接記載（付箋等の使用は不可）し写真を撮りチーム単位で取りまとめの上、大会事務局にメールでの送信または電話にて「検査実施済」の報告をして下さい。電話の場合は、試合当日に証明の確認をいたしますので、現物または写真を持参してください。持参した検体は各自お持ち帰り願います。検査の所要時間は10分から15分程度です。

※提出期限は、当該チームの試合開始の遅くとも1時間前かつ施設入場前となります。

③ メールでの送信を忘れて来場した場合

施設入館前に協会に電話をかけてください。施設の外でキットをお渡ししますので、車内等、適当な場所で検査及び結果のメール送付をしてください。陰性が確認されるまでは入館できませんのでご注意ください。

ご不明な点等がございましたら、大会事務局までお問い合わせください。ご協力のほどよろしくお願い致します。

※メール送信：s.terada@sapporo-curling.org
h.senoo@sapporo-curling.org